


Abbildung

Sofa: CD Sofa 2-sitzig Seitenteil links, HA Longchair Seitenteil rechts,
1U Hockerbank
Bezug: Sofa: Stoff 590-51 / 625-28
Hockerbank: Stoff 625-28

Optionen



Kontrastnaht



Bezugskombination

Modellaufbau

Gestell: Stabile Gestelle aus Buchen- und Schichtholz
Sitz: Wellenunterfederung, hochwertiger Kaltschaum mit Inlettauflage
Rücken: Gliederbeslag mit elastischen Breitbandgurten, solider Polyätherschaum polsterung mit Inlettauflage
Funktion: Armauflage mit Rasterbeslag
Fuß: A Spinnenfuß Metall verchromt, B U-Bügelfuß Edelstahloptik gebürstet, C Scheibenfuß Edelstahloptik gebürstet, D Winkelfuß Metall verchromt

Modellbeschreibung

Dieses Sofaprogramm lädt zum „Chillen“ ein und besticht durch seinen betont softigen, legeren Sitzkomfort. Die Rückenkissen können stufenlos nach vorne und hinten verstellt werden, bis die optimale Rückenposition gewählt ist. Die Armauflagen sind mit einem Rasterbeslag ausgestattet. Mit 4 frei wählbaren Fußvarianten bietet dieses Polsterprogramm jede Menge Spielraum zur individuellen Gestaltung. Tipp: Die optional erhältlichen Nierenkissen tragen zu einem noch besseren Komfort bei.

Details



A B C D



Rückenverstellung



Armlenkenfunktion

Bezugskombination



■ Bezug 1
■ Bezug 2

Typenplan

Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 43 cm / Sitztiefe: 69 cm




87/82/74
Sessel

1A




89/86/74
Drehsessel

1B



205/100/98
Sofa 2-sitzig

AD




249/100/98
Sofa 2,5-sitzig

AE



125/100/98
Element mit ST li/re

CC links
DC rechts




169/100/98
Sofa 2-sitzig mit ST li/re

CD links
DD rechts




213/100/98
Sofa 2,5-sitzig mit ST li/re

CE links
DE rechts



102/167/98
Longchair mit ST li/re

GA links
HA rechts



124/167/98
Longchair mit ST li/re

GB links
HB rechts



132/100/98
Zwischenelement

KD



176/100/98
Zwischenelement

KE



235/100/98
Sofaecke li/re

NR links
PR rechts



112/72/43
Hockerbank

1T



134/72/43
Hockerbank

1U



62/7/23
Nierenkissen für Rücken 66 cm

9C



82/7/23
Nierenkissen für Rücken 88 cm

9D

Die Tiefe ist gemessen im hochgeklappten Zustand. Bei heruntergeklappten Rückenkissen ist die Tiefe um ca. 23 cm länger.